



Клапан NLR представляет собой односедельный регулирующий клапан пропорционального пневмопривода, спроектированный для контроля потока в установках фармацевтической промышленности. Клапан широко используется для контроля давления, потока, уровня жидкости в ёмкости и т.д.

Обычно клапан применяется в петлях воды для измерения давления датчиком (PID) в случае, если петля не контролируется ни расходомером, ни частотным преобразователем насоса.

Принцип работы

Позиционный датчик моментально контролирует положение привода и удерживает в положении, определённом оператором (функция PD) или параметром процесса (PID).

Рабочее положение может быть запрограммировано:

- Посредством стандартного сигнала, посыпаемого, например, сенсором.
- Посредством регулятора, встроенного в позиционер.
Сигнал посыпается посредством клавиатуры.

Конструкция и характеристики

Нормально закрытый клапан (стандартная версия).

Характеристика клапана равнопроцентная.

Корпус ориентируется на 360°.

Компактный дизайн.

Позиционер двойной функции:


- PD: контроллер позиции
- PID: контроллер процесса

Кламп-хомут облегчает разборку/сборку клапана.

Стандартные присоединения: Clamp OD.

Прослеживаемость компонентов.

Эквипроцентный затвор



Материалы

Детали, контактирующие с продуктом AISI 316L

Другие детали из нерж.стали AISI 304

Прокладки EPDM согласно FDA 177.2600

Обработка внутренней поверхности Ra ≤ 0,5 µm

Обработка внешней поверхности зеркальная полировка



Односедельный Регулирующий Клапан

NLR фарма

Опции

Паровой барьер (в случае необходимости стерилизации штока).

Корпус с рубашкой обогрева.

Цилиндры большего размера.

Прокладки: NBR или FPM.


Присоединения: под сварку.

Сертификаты на материал и шероховатость поверхности.



Технические спецификации

Размеры	DN 1" - DN 4"	
Рабочая температура	-10 °C до +121 °C (EPDM) +140 °C (SIP, макс. 30 мин)	14 °F до 250 °F 284 °F
Рабочее давление	10 бар	145 PSI
Давление сжатого воздуха	6-8 бар	87-116 PSI
Присоединения (подача сжатого воздуха)	G1/8" (BSP)	
Напряжение	24 V DC	
Сигнал	4...20 mA 0...10 V (опция)	



DN	A	B	C	D	H1	X
DN-1"	50	55		86	425	
DN-1 1/2"	60	65		86	440	
DN-2"	70	80		112	500	
DN-2 1/2"	80	90		145	610	
DN-3"	90	100		145	625	
DN-4"	125	120		168	690	16

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.



Односедельный Регулирующий Клапан

NLR фарма

Расчёт размера клапана

В случае регуляции давления, необходимо указывать пределы давления (давление на входе и выходе) и расход на входе.

В случае регуляции расхода, необходимо указывать пределы расхода (на выходе) и входное давление.

Для расчёта размера клапана, обычно используется фактор Kv, описывающий зависимость потери давления и расхода жидкости.

Kv клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м³/час при перепаде давлений 1 бар при нормальных условиях. (см.таблицу)

ДИАМЕТР КЛАПАНА	Kv (м ³ /ч) 100% открытие	Kv (м ³ /ч) 50% открытие
DN-25	13	6
DN-40	31	15
DN-50	59	20
DN-65	87	33
DN-80	140	48
DN-100	178	59
DN-1"	9	4
DN-1 ½"	24	10
DN-2"	48	19
DN-2 ½"	71	26
DN-3"	106	39

Фактор Kv рассчитан для воды при температуре 5-30°C.

Для продуктов с пониженной вязкостью и плотностью можно рассчитать необходимый Kv (Kv_R) при помощи формулы:

$Kv_R = Q/\Delta P$ (в случае с высоковязкими продуктами, необходима консультация у тех.отдела).

Где: Q (объёмный расход рабочей среды через клапан, м³/ч)

ΔP (перепад давления на клапане, бар: давление на входе минус давление на выходе)

Показатель Kv_s должен быть выше требуемого Kv (Kv_R) для обеспечения функции контроля с достаточным запасом. Таким образом, применяется коэффициент запаса: Kv_s = Kv_R / 0,7.

Пример:

$$Q = 15 \text{ m}^3/\text{h} \quad \Delta P = 1 \text{ бар}$$

$$Kv_R = Q/\Delta P = 15$$

$$Kv_s = Kv_R / 0,7 = 21,43$$



Согласно результату, наиболее подходящий клапан - DN 40 с максимальным индексом 31 м³/ч (Kv при 100% открытии). В дюймах, наиболее адекватный - DN- 1 ½".

Для рассчёта в других единицах: Cv = 1,16 • Kv (галлон/мин. и PSI)

Внимание: Код клапана NLR не включает код ни позиционера ни потенциометра.

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.



Клапаны пищевые — Фармацевтический односедельный регулирующий клапан NLR

<http://k-tep.com.ua/>

✉ k-tep@ukr.net

■ Office +38 044 2091823

■ MTC +38 066 9076563

■ Киевстар +38 098 3676414

Skype: k-teppumps

Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.