

PROLAC HCP-WFI

Центробежные насосы для фармацевтического применения

I Применение

В фармацевтической промышленности при перекачке таких продуктов, как очищенная вода (PW), вода для инъекций (WFI) и т.д., применяются более строгие требования, чем в пищевой промышленности.

I Конструкция и характеристики

На основе центробежных насосов HCP разработана версия HCP-WFI с опциями, наиболее часто используемыми в фармацевтическом производстве.

Насосы HCP – гигиенические центробежные насосы, конструкция которых разработана в соответствии с рекомендациями EHEDG. Благодаря этому они легко моются химическими средствами (CIP) и пригодны для стерилизации паром (SIP).

Фармацевтические опции к базовой конфигурации насоса PROLAC HCP:

- Детали, контактирующие с продуктами, с обработкой поверхности $Ra < 0,5 \mu m$
- Одинарное торцевое уплотнение из TiC/SiC
- Прокладки из EPDM, сертифицированные по FDA и USP класса VI
- Дренажное соединение $\frac{1}{2}$ " CLAMP в корпусе
- Соединения CLAMP OD
- Сертификат на материалы 3.1 (в соответствии с EN10204)
- Сертификат на прокладки 2.1 (в соответствии с EN10204)
- Сертификат шероховатости



Гигиеническое торцевое уплотнение выполнено в соответствии с требованиями EHEDG, с твердыми поверхностями, во избежание контаминации перекачиваемого продукта.

I Опции

- Нагнетательный патрубок под углом 45° (для удаления воздуха, который может находиться в верхней части корпуса).
- Нагнетательный патрубок вертикальный (0°).
- Двойное торцевое уплотнение, с контуром подачи перекачиваемой жидкости и возможностью установки различной дополнительной арматуры (обратный клапан, мембранный клапан и т.д.).
- Дренажный мембранный клапан с различными вариантами конфигурации (ручной привод: рукоятка из нержавеющей стали, рукоятка из пластмассы; пневмопривод и т.д.).
- Сертификат гидравлических испытаний.
- Обработка поверхности: электрополировка.



Одинарное торцевое уплотнение



Дренаж



Нагнетательный патрубок под углом 45°



Контур охлаждения

Насосы — Центробежный Насос Prolac НСР-WFI

<http://k-tep.com.ua/>

✉ k-tep@ukr.net

■ МТС +38 066 9076563

■ Киевстар +38 098 3676414

Skype: [k-teppumps](#)

Замечания

Условия поставки: DDP склад г. Киев

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Помещая заказ, Покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.